

ER-100


パンジオマックス

- ・正面拡大・側面拡大ステレオパイプ
レーン撮影がルーチンで行えます。
- ・システムがコンパクトです。

診断部位

- ・脳血管
- ・腹部血管
- ・下肢血管

正面系	可能な術式	拡大撮影・拡大ステレオ撮影・密着撮影 (使用するX線管により制限を受けます)
	焦点-フィルム間距離	1000mm
	焦点一回転中心間距離	500mm
	拡大率	1.3~2.0(検診台天板の上下動によります) *パイプレーン撮影時拡大率は正面、側面系とも2倍
	撮影間隔	最大 4枚/s(フィルムチェンジャの性能により制限を受けます)
側面系	可能な術式	拡大撮影・拡大ステレオ撮影・密着撮影 (使用するX線管により制限を受けます)
	焦点-フィルム間距離	1020mm
	焦点一回転中心間距離	500mm
	拡大率	1.3~2.0(検診台天板の短手動によります)
	撮影間隔	最大 4枚/s(フィルムチェンジャの性能により制限を受けます)
透視・撮影系 の傾斜動	Oblique	135° 90°/9s
	Towne	±35° 35°/8s



ER-100(検診台含む)